

Anti-Apolipoprotein M (ApoM) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Elisa, If/Icc - O95445

Artikelnummer: CM0011080



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Anti-Apolipoprotein M (ApoM)-Antikörper, validiert für ELISA, IF/ICC und IF-P. Erkennt humanes ApoM, ein sekretiertes Lipidtransportprotein; ideal für kardiovaskuläre und metabolische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ApoM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	G3a; NG20; apo-M; HSPC336; ApoM
Spezies	Human
Gen-ID	55937
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ApoM (O95445) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O95445
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel