

Anti-Apom-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95445

Artikelnummer: CM0026531



Einführung

ApoM Kaninchen-pAk, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges ApoM. Rekombinantes Immunogen, das den Aminosäuren 22-188 von menschlichem ApoM entspricht. Geeignet für die Lipidtransportforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	ApoM Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	G3a; NG20; apo-M; HSPC336; ApoM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55937
GenID	55937
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-188 von menschlichem ApoM entspricht (NP_061974.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95445
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel