

Anti-App Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05067

Artikelnummer: CM0017078



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Amyloid-beta-Vorläuferprotein (APP), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für Neurodegenerationsforschung an humanen, Maus- und Rattenproben. SWISS: P05067.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; APP
Spezies	Human, Maus, Ratte
GeneID (Human)	351
GeneID	351
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem APP (NP_000475.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05067
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel