

Anti-Appbp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92624

Artikelnummer: CM0022566



Einführung

APPBP2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Amyloid-Protein-bindendes Protein 2 ab, eine zentrale Cul2-Substraterkennungskomponente bei der Protein-Ubiquitinierung. Ideal für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APPBP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliasse	PAT1; APP-BP2; HS.84084; APPBP2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10513
GenID	10513
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 386-585 des humanen APPBP2 (NP_006371.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92624
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eispackung