


Anti-APPL1 Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ukg1

Artikelnummer: CM0011206



Einführung

APPL1 Kaninchenmonoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das multifunktionale Adapterprotein APPL1 ab, das an ZellSignalgebung und Immunantwort beteiligt ist. Ideal für Forschung zu endosomalem Transport und Metabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APPL1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliaße	APPL; MODY14; DIP13alpha; APPL1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26060
Gen-ID	26060
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem APPL1 (Q9UKG1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKG1
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eisbeutel