


Anti-APPL1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ukg1

Artikelnummer: CM0030478



Einführung

APPL1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit menschlichem, murinem und rattem APPL1. Ideal zur Untersuchung der Zellproliferation, des Stoffwechsels und der Insulinsignalgebung. 80 kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APPL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APPL; MODY14; DIP13alpha; APPL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26060
GenID	26060
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-210 von menschlichem APPL1 (NP_036228.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKG1
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel