


Anti-APrt Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Kd Validiert) Für Wb, If/Icc, Elisa - P07741

Artikelnummer: CM0010181



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes APRT, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf Adenin-Phosphoribosyltransferase, ein Schlüsselenzym im Purin-Salvage-Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] APRT Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AMP; APRTD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	353
GenID	353
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 von humanem APRT entspricht (NP_000476.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07741
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel