


Anti-APrt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P07741

Artikelnummer: CM0025922



Einführung

Validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes APRT (Adeninphosphoribosyltransferase). Geeignet für WB und ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus. Ideal für Forschung zu Nukleotidstoffwechsel und Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APRT Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	AMP; APRTD; APRT
Spezies	Mensch
GenID	353
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-180 von humanem APRT (NP_000476.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P07741
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel