


## Anti-APRT-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P07741

Artikelnummer: CM0017382



### Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes APRT, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-APRT (20 kDa). Ideal für die Erforschung des AMP-Recyclingwegs.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APRT-Kaninchen-pAb                                                                                                   |
| Anmerkungen/Alias | AMP, APRTD, APRT                                                                                                     |
| Art               | Mensch                                                                                                               |
| Gen-ID            | 353                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-180 des humanen APRT (NP_000476.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                               |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                  |
| SWISS             | P07741                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 20 kDa                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                            |