

Anti-Aqp2 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P41181

Artikelnummer: CM0015569



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AQP2, validiert für IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Erkennt ein 29kDa Protein. Ideal für die Erforschung der renalen Wasserhomöostase und der Sammelrohre.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AQP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	359
Gen-ID	359
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 147-271 von humanem AQP2 (NP_000477.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P41181
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eistasche