

Anti-Aqp2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P41181

Artikelnummer: CM0021623



Einführung

AQP2 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; erkennt menschliches AQP2 mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum renalen Wassertransport und Diabetes insipidus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AQP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	359
GenID	359
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 147-271 von menschlichem AQP2 (NP_000477.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41181
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel