

Anti-Aqp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q92482

Artikelnummer: CM0029804

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes AQP3, validiert für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf Aquaporin-3, essentiell für Glycerin-, Wasser- und H₂O₂-Transport in Epithel- und Hautforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AQP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GIL; AQP-3; AQP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	360
GenID	360
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 178-292 von humanem AQP3 (NP_004916.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92482
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel