


Anti-Aqp5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P55064

Artikelnummer: CM0007557



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes AQP5, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Wassertransport, Speicheldrüsenfunktion und Hautfeuchtigkeit. MW 28 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AQP5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PPKB; AQP-5; AQP5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	362
GenID	362
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 165-265 von humanem AQP5 (NP_001642.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55064
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel