


Anti-Aqp5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55064

Artikelnummer: CM0025545



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Aquaporin-5 (AQP5), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung von Wasserkanälen in der Speicheldrüsenfunktion, der regulatorischen Volumenabnahme und der Biologie der ekkrinen Schweißdrüsen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AQP5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPKB; AQP-5; AQP5
Spezies	Mensch
Gen-ID	362
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 166-265 von humanem AQP5 entspricht (NP_001642.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55064
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eistüte