

Anti-Aqp9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O43315

Artikelnummer: CM0025049

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AQP9, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Für die Erforschung von Glycerin-/Wassertransport, hepatischer Glukoneogenese und Arsentoxizität. - O43315

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AQP9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SSC1, AQP-9, T17287, HsT17287, AQP9
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	366
GeneID	366
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 211-295 von humanem AQP9 (NP_066190.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O43315
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel