

Anti-Aqr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60306

Artikelnummer: CM0027331



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RNA-Helikase Aquarius (AQR/IBP160). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Dieser Antikörper ist ideal für die Untersuchung von prä-mRNA-Spleißen, snoRNP-Biogenese und RNA-Helikase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AQR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	IBP160; fSAP164; AQR
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9716
GeneID	9716
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 400-700 des menschlichen AQR (NP_055506.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60306
Proteingewicht	171 kDa
Versand	Eisbeutel