

Anti-Aquaporin-1 (Aqp1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P29972

Artikelnummer: CM0012288



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Aquaporin-1 (AQP1) gerichtet ist. Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA; erkennt endogenes AQP1 in humanen, murinen und rattigen Proben. Ideal für Studien zum Wasserhaushalt und Membrantransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Aquaporin-1 (AQP1) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CO; CHIP28; AQP-CHIP; Aquaporin-1 (AQP1)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	358
GenID	358
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29972
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel