

Anti-Aquaporin-1 (Aqp1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P29972

Artikelnummer: CM0021322



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Aquaporin-1 (AQP1), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit menschlichen, murinen und rattigen Proben. Ideal für Untersuchungen zu Wasserkanälen und Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aquaporin-1 (AQP1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CO; CHIP28; AQP-CHIP; Aquaporin-1 (AQP1)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	358
GenID	358
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-269 von humanem Aquaporin-1 (AQP1) (NP_932766.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29972
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel