


Anti-Aquaporin-10 (Aqp10) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Ps8

Artikelnummer: CM0029817



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Aquaporin-10 (AQP10). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Human und Maus. Detektiert eine Bande bei ~32 kDa; geeignet für die Forschung zu Glyceroltransport und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	AQP10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AQPA_HUMAN; AQP10
Spezies	Human
GenID (human)	89872
GenID	89872
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 209-301 von humanem AQP10 (NP_536354.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96PS8
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel