

Anti-Aquaporin-3 (Aqp3) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für IHC-P, Elisa - Q92482

Artikelnummer: CM0026505

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Aquaporin-3 (AQP3), validiert für IHC-P und ELISA. Erkennt ein 32 kDa glykosyliertes Protein, das am Glycerin/Wasser-Transport beteiligt ist; geeignet für Biomarker-Forschung in Haut und Niere.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AQP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GIL; AQP-3; AQP3
Spezies	Human
GeneID (Human)	360
GeneID	360
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 193-292 von humanem AQP3 entspricht (NP_004916.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q92482
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistasche