

Anti-Aquaporin-4 (Aqp4) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb - P55087

Artikelnummer: CM0002138



Einführung

Rekombinanter Anti-Aquaporin-4 (AQP4) Kaninchen-Monoklonalantikörper für WB, IF-F, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Wasserhomöostase im Gehirn, des glymphatischen Transports und des Amyloid-beta-Abbaus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aquaporin-4 (AQP4) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MIWC; WCH4; hAQP4; Aquaporin-4 (AQP4)
Spezies	Human
GeneID (human)	361
GeneID	361
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 256-323 von humanem Aquaporin-4 (AQP4) (NP_001641.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P55087
Protein-Gewicht	32KDa/34kDa
Versand	Kühltasche