

Anti-Aquaporin-4 (Aqp4) Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P55087

Artikelnummer: CM0027664



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches Aquaporin-4 (AQP4), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf einen wichtigen Gehirn-Wasserkanal ab, der an der glymphatischen Clearance und der Gehirn-Wasserhomöostase beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aquaporin-4 (AQP4) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIWC; WCH4; hAQP4; Aquaporin-4 (AQP4)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	361
GenID	361
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 256-323 des menschlichen Aquaporin-4 (AQP4) (NP_001641.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55087
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel