

Anti-Aquaporin-8 (Aqp8) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O94778

Artikelnummer: CM0028816

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-AQP8-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal zum Studium des Aquaporin-8-Wasser- und Wasserstoffperoxidtransports, der Gallensekretion und der mitochondrialen Funktion. Vorhergesagtes Molekulargewicht ~27 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AQP8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AQP-8; AQP8
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	343
Gen-ID	343
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem AQP8 (NP_001160.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O94778
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel