

Anti-Araf-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P10398

Artikelnummer: CM0018735



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes ARAF, validiert in WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet zum Nachweis von ARAF in humanen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für die Forschung zu mitogener Signalübertragung und myogener Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARAF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1; ARAF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	369
GenID	369
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 371-606 von humanem ARAF (NP_001645.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10398
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel