

Anti-Arap1 Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96P48

Artikelnummer: CM0015887



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes ARAP1, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA. Erkennt ARAP1 von Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Aktin-Zytoskelett und Membrantrafficking.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARAP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CENTD2; cnt-d2; ARAP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	116985
Gen-ID	116985
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 834-1133 von humanem ARAP1 (NP_001128662.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96P48
Proteinmasse	162 kDa
Versand	Eisbeutel