

Anti-Arcn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P48444

Artikelnummer: CM0024374

Einführung

Coatomer-Untereinheit Delta (ARCN1)
Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB,
IF/ICC, ELISA-Anwendungen. Validiert in Mensch,
Maus, Ratte. Teil des Coatomer-Komplexes, der
am Golgi-zu-ER-Transport beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARCN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COPD; SSMG; SRMMD; ARCN1
Spezies	Mensch
GeneID (human)	372
GeneID	372
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 212-511 von humanem ARCN1 (NP_001646.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48444
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel