


Anti-Arf1 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P84077

Artikelnummer: CM0028731



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen die humane ADP-Ribosylierungsfaktor 1 (ARF1, P84077). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Golgi-Transport, synaptischer Plastizität und Wirt-Pathogen-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PVNH8; ARF1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	375
GeneID	375
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-181 von humanem ARF1 (P84077) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P84077
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel