


Anti-Arf1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P84077

Artikelnummer: CM0008017



Einführung

ARF1 Kaninchen mAb für Western Blot, IF/ICC, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Zielt auf ADP-Ribosylierungsfaktor 1 ab, eine kleine GTPase, die entscheidend für Proteintransport und Golgi-Funktion ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PVNH8; ARF1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	375
Gen-ID	375
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-150 von humanem ARF1 (P84077) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P84077
Protein-Gewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel