

Anti-Arf12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Oryza Sativa Arf12) - Arf12

Artikelnummer: CM0018999

Einführung

Der Anti-ARF12 Kaninchen-Polyklonale Antikörper detektiert Oryza sativa ARF12 (Q0J951, 91kDa). Geeignet für WB und ELISA. In Reis validiert, ist dieser pAb ideal für Pflanzenforschung und Auxin-Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARF12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARF8; ARF12; OsARF8; OsJ_16583
Spezies	Oryza sativa
Gen-ID	4337363
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 710-818 von Oryza sativa ARF12 enthält. (Q0J951)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eistüte