


Anti-Arf4 Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P18085

Artikelnummer: CM0028620



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ARF4 (ADP-Ribosylierungsfaktor 4), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Für Forschungszwecke im Bereich Golgi-Transport und Ziliogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARF4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARF2; ARF4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	378
Gen-ID	378
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-180 von humanem ARF4 (NP_001651.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18085
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel