

Anti-Arf5 (Ko-Validiert) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P84085

Artikelnummer: CM0024118



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ARF5, validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von ADP-Ribosylierungsfaktor 5 im Golgi-Traffic, mTORC1-Signalweg und der lysosomalen Qualitätskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] ARF5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARF5; F5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	381
GenID	381
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 von menschlichem ARF5 (NP_001653.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P84085
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel