

Anti-Arf5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P84085

Artikelnummer: CM0010122



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ARF5, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Golgi-Transport und mTOR-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARF5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ARF5; ADP-Ribosylierungsfaktor 5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	381
Gen-ID	381
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 81-180 von menschlichem ARF5 (P84085) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P84085
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel