

Anti-Arf5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P84085

Artikelnummer: CM0028662



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen, der gegen humanes ARF5 gerichtet ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt endogenes ARF5 in Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Forschung zu Golgi-Transport, mTORC1-Signalweg und lysosomaler Qualitätskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARF5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARF5
Spezies	Human
GeneID	381
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-180 von humanem ARF5 (NP_001653.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P84085
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel