

Anti-Arf6 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62330

Artikelnummer: CM0003153



Einführung

Monoklonaler Anti-ARF6-Antikörper aus Kaninchen, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der GTPase ARF6 im endozytischen Recycling, der Zytoskelettdynamik und der Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARF6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ARF6; ADP-Ribosylierungsfaktor 6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	382
GenID	382
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 76-175 von menschlichem ARF6 (P62330) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62330
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel