

Anti-Arf6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62330

Artikelnummer: CM0014576



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ARF6 (P62330) gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte ARF6; geeignet zur Untersuchung des Membranverkehrs und der Dynamik des Zytoskeletts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARF6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARF6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	382
Gen-ID	382
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die die Aminosäuren 1-175 von menschlichem ARF6 (NP_001654.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62330
Proteinmasse	20 kDa
Versand	Eisbeutel