

Anti-Arfgap1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N6T3

Artikelnummer: CM0026369



Einführung

Hochwertiger ARFGAP1-kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Detektiert ARFGAP1 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Membrantrafficking und Golgi-Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARFGAP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ARF1GAP; HRIHFB2281; ARFGAP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55738
GenID	55738
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-220 des menschlichen ARFGAP1 (NP_001268411.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N6T3
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel