


Anti-Arfgap2 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8N6H7

Artikelnummer: CM0023487



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen ARFGAP2, ein GTPase-aktivierendes Protein für ARF1, das am ER-Golgi-Transport beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARFGAP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRZ; ZFP289; ZNF289; NBLA10535; ARFGAP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84364
Gen-ID	84364
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 242-521 des menschlichen ARFGAP2 (NP_115765.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N6H7
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel