


Anti-Arfgef1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6D6

Artikelnummer: CM0019333



Einführung

Der Anti-ARFGEF1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper detektiert humanes ARFGEF1 (BIG1), einen 209 kDa Golgi-assoziierten Guanin-Nukleotid-Austauschfaktor. Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen in der Vesikeltransportforschung, ideal für die Untersuchung der Golgi-Struktur, Zellpolarität und Integrin-Reifung in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARFGEF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BIG1; P200; DEDISB; ARFGEF1; ARFGEF1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10565
GeneID	10565
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 220-420 von humanem ARFGEF1 (NP_006412.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y6D6
Proteingewicht	209kDa
Versand	Eisbeutel