

Anti-Arfrp1 / Arp Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13795

Artikelnummer: CM0002588

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ARFRP1/ARP (Q13795) für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Golgi-Transport und Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARFRP1 / ARP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	ARP; Arp1; ARL18; ARFRP1 / ARP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10139
GeneID	10139
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 102-201 von menschlichem ARFRP1 / ARP (Q13795) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13795
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel