

Anti-Arfrp1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13795

Artikelnummer: CM0017599

Einführung

Anti-ARFRP1 Kaninchen-poliklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murine und Ratten-ARFRP1, eine Trans-Golgi GTPase, die die Protein-Sortierung und Lipoprotein-Lipidierung reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARFRP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ARP; Arp1; ARL18; ARFRP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10139
GenID	10139
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-201 von menschlichem ARFRP1 (NP_001254476.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13795
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel