

Anti-Arginase-1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q61176

Artikelnummer: CM0019598

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen murines Arginase-1 (Arg-1), validiert für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für Studien zum Harnstoffzyklus, zur Makrophagenpolarisation und zur Tumor-Immunevasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Arginase-1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AI; PGIF; Arg-1; Arginase-1
Spezies	Maus
GeneID (Human)	383
GeneID (Maus)	11846
Immunogen	Rekombinantes Protein der Maus-Arginase-1
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q61176
Protein-Gewicht	34KDa
Versand	Eistasche