


Anti-Arginase 2 (Arg2) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P78540

Artikelnummer: CM0003955



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Arginase 2 (ARG2), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Zielt auf mitochondriale Arginase-2, einen Schlüsselregulator des Argininstoffwechsels, der Immunantwort und der Endothelfunktion. Ideal für Immunologie- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Arginase 2 (ARG2) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ARG2; Arginase 2; Arginase 2 (ARG2)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	384
GenID	384
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 255-354 von menschlichem Arginase 2 (ARG2) (P78540) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78540
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel