

Anti-Argonaute-2 (Eif2C2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukv8

Artikelnummer: CM0030687



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes Argonaute-2 (AGO2/EIF2C2). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für RNAi- und Gen-Silencing-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Argonaute-2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27161
Gen-ID	27161
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 47-115 von humanem Argonaute-2 (NP_036286.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKV8
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel