

## Anti-Argonaute-2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ukv8

Artikelnummer: CM0002445



### Einführung

Hochwertiger kaninchemonoklonaler Antikörper gegen humanes Argonaute-2 (Ago2). Validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für RNAi- und Genexpressionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Argonaute-2 Kaninchen mAb                                       |
| Bemerkungen/Alias | PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Ago 2; Argonaute-2 |
| Spezies           | Human                                                           |
| Gen-ID (Human)    | 27161                                                           |
| Gen-ID            | 27161                                                           |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid                                            |
| Herkunft          | Kaninchen                                                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                          |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                              |
| SWISS             | Q9UKV8                                                          |
| Proteingewicht    | 97kDa                                                           |
| Versand           | Eistasche                                                       |