


Anti-Argonaute-2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ukv8

Artikelnummer: CM0004710



Einführung

KD-geprüfter Argonaute-2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Western Blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu RNA-Interferenz und Gen-Silencing.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-geprüft] Argonaute-2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980
Art	Mensch
GenID (Mensch)	27161
GenID	27161
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 101-200 von menschlichem Argonaute-2 (NP_036286.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKV8
Proteinmasse	97 kDa
Versand	Eisbeutel