

Anti-Argonaute-2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ukv8

Artikelnummer: CM0030556



Einführung

Der Argonaute-2 Kaninchen-Polyklonale Antikörper (pAb), validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Argonaute-2 ist eine Kernkomponente des RISC, die miRNA/siRNA-vermittelte Gen-Stillegung für die Forschung ermöglicht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Argonaute-2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
Spezies	Mensch
GeneID (human)	27161
GeneID	27161
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Argonaute-2 (NP_036286.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKV8
Protein-Gewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel