


Anti-Arhhg1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q07960

Artikelnummer: CM0027541



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ARHGAP1, ein Rho-GTPase-aktivierendes Protein, das Cdc42, Rac und Rho reguliert. Validiert für WB, IP und ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RHOGAP; RHOGAP1; CDC42GAP; p50rhoGAP; ARHGAP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	392
Gen-ID	392
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 210-439 von humanem ARHGAP1 (NP_004299.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q07960
Protein-Gewicht	50kDa
Versand	Eistasche