

Anti-Arhgap22-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z5H3

Artikelnummer: CM0022001

Einführung

Hochwertiger Anti-ARHGAP22-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches ARHGAP22, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Angiogenese und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGAP22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RhoGAP2; RhoGap22; ARHGAP22
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	58504
GenID	58504
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 510-650 von menschlichem ARHGAP22 (NP_001242953.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q7Z5H3
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel