

Anti-Arhgap25-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P42331

Artikelnummer: CM0017417



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen ARHGAP25, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-ARHGAP25. Geeignet für Untersuchungen der Rho-GTPase-Signalübertragung. - P42331

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGAP25-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	KAIA0053; HEL-S-308; ARHGAP25
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9938
Gen-ID	9938
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-370 des humanen ARHGAP25 (NP_001159748.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42331
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel