

Anti-Arhgap25 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P - P42331

Artikelnummer: CM0017516



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ARHGAP25 (Rho-GTPase-aktivierendes Protein 25) gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validiert in humanen und murinen Proben. Das Immunogen entspricht den Aminosäuren 1-370.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGAP25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KAIA0053; HEL-S-308; ARHGAP25
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9938
Gen-ID	9938
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-370 von humanem ARHGAP25 (NP_001159748.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P42331
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel